

LyftPlus Comfort - Gürtel

ART.NO 50157

LyftPlus Comfort ist ein fester Bauchgürtel mit einem geformten Bauchbereich aus Meshmaterial, der sich an einen stärkeren Bauch anpasst und ihn anhebt und formt. Die unelastische Vorderseite bietet wirksamen Halt und angenehme Unterstützung.

20 cm hohes elastisches Material im Rücken, mit zwei Schienen in der Mitte des Rückens. Verstellbare Passform mit Klettverschluss und Griff auf der rechten Seite. Empfohlen unmittelbar nach der Operation oder als Dauergürtel bei Hernien und/oder Stoma. Erhältlich in Schwarz.

Indikationen: Mobilisierung nach der Operation. Stabilisierungsgürtel für Stoma-/Stomahernien. Vorbeugend gegen Hernien. Fixierung des Stomaverbandes.

Kontraindikationen: Inhaftierte Hernien.

Material: Polyamid 64%, Polyester 30%, Elastan 6%. Latexfrei.

Waschanweisung: Waschbar in der Maschine bei 40°C. Schließen Sie die Klettverschlüsse. Verwenden Sie einen Wäschesack. Verwenden Sie keine Bleichmittel. Keine chemische Reinigung. Nicht bügeln oder im Trockner trocknen.

Größe/Maße: LyftPlus Comfort ist vorne 30-32 cm hoch und hinten 20 cm hoch. Um die richtige Größe zu finden, messen Sie den Hüftumfang in cm.

Größe	Hüftmaß in cm	Art.no	Höhe vorne	Höhe hinten
M	90-105	50157-00-50	30	20 cm
L	100-115	50157-00-60		
XL	110-125	50157-00-70	31	
2XL	120-135	50157-00-80		
3XL	130-145	50157-00-90	32	
4XL	140-155	50157-00-91		

