

Form - Gürtel

ART.NO 50209, 50220, 50204

Form ist ein elastischer Hüftgürtel, der eine bequeme und effektive Unterstützung/Kompression des Rumpfes bietet. Der Gürtel ist einfach anzulegen und wird mit einem Klettverschluss geschlossen, so dass er leicht auf die gewünschte Kompression eingestellt werden kann. Der Klettverschluss erleichtert das Wechseln von Wundauflagen. Der Patient muss nicht hochgehoben werden, wie es bei der Verwendung von Verbänden erforderlich ist. Geeignet für die Bettruhe, da es aus weichem Material besteht und keine Nähte/Schienen am Rücken hat. Auch als weiche Stomabandage geeignet, allerdings kann eine größere Größe erforderlich sein, um eine übermäßige Kompression zu vermeiden. Form ist in schwarz und grau in drei verschiedenen Höhen 15, 20 und 25 cm erhältlich.

Kompressionsgrad: Mittel, 2 von 3

Anwendungsbereiche: Stabilisierungsgürtel für Stoma/ Stomahernien. Vorbeugend gegen Hernien. Gürtel/ Fixierungsband für Bauch/Rumpf während der Mobilisation nach Operationen und zur Kompression.

Kontraindikationen: Einklemmte Hernien.

Material: 78% Polyester, 11% Polyamid, 11% Elasthan. Latexfrei.

Waschanleitung: Maschinenwäsche 40°C. Die Verwendung eines Waschsäckchens wird empfohlen. Verwenden Sie keine Bleichmittel, Chlor oder Weichspüler. Nicht Trockner geeignet.

Maße: Umfangmessung an vorgesehener Platzierung.

Größe	Maße cm	Art.no Form 15 cm Schwarz	Art.no Form 20 cm Schwarz	Art.no Form 25 cm Schwarz
S	70-85	50209-00-40	50220-00-40	50204-00-40
M	80-95	50209-00-50	50220-00-50	50204-00-50
L	90-105	50209-00-60	50220-00-60	50204-00-60
XL	100-115	50209-00-70	50220-00-70	50204-00-70
2XL	110-125	50209-00-80	50220-00-80	50204-00-80

Größe	Maße cm	Art.no Form 15 cm Grau	Art.no Form 20 cm Grau	Art.no Form 25 cm Grau
S	70-85	50209-06-40	50220-06-40	50204-06-40
M	80-95	50209-06-50	50220-06-50	50204-06-50
L	90-105	50209-06-60	50220-06-60	50204-06-60
XL	100-115	50209-06-70	50220-06-70	50204-06-70
2XL	110-125	50209-06-80	50220-06-80	50204-06-80



50204: 25 cm



50220: 20 cm



50209: 15 cm

