

StomiTube - Fixierung Hüftgürtel

ART.NO 50214

Weicher Befestigungsgürtel aus nahtlosem Strickmaterial. Zur Befestigung von Stoma und Stomabeutel. Der Gürtel hat Taschen vorne unten, in denen sich der Stoff faltet und über die Tasche/ Stomabinde gezogen wird. StomiTube wird als "Tube" hergestellt, in die Sie wie ein normales Höschen oder eine Unterhose ein- und aussteigen. Gute Passform für verschiedene Figurentypen, da die Form im Rücken schmaler ist. Unsichtbar unter der Kleidung, einfach zu bedienen und sicher zu tragen. Der Gürtel versteckt und hält die Tasche an Ort und Stelle, während Geräusche reduziert werden. Kann jeden Tag, jede Nacht oder bei verschiedenen sportlichen Aktivitäten verwendet werden. Gewöhnliche Höschen oder Unterhosen können unter oder außerhalb des Gürtels getragen werden. Geeignet für die rechte oder linke Stomaseite. StomiTube ist im 3er-Pack in schwarz und Beige erhältlich. Höhe vorne 18 cm, Höhe hinten 11 cm.

Indikationen: Wird bei der Stomaversorgung zur Fixierung von Stomabandagen verwendet.

Kontraindikationen: Stomahernie.

Material: 90 % Polyester, 10 % Elasthan. Latexfrei.

Waschanweisung: Maschinenwaschbar bei 60°C. Für eine optimale Haltbarkeit werden 40°C empfohlen. Kann bei niedriger Temperatur im Trockner getrocknet werden. Kein Bügeln. Verwenden Sie keine Bleichmittel, Chlor oder Klarspüler, da dies die Funktion des Materials beeinträchtigen kann. Keine chemische Reinigung.

Größe/Maße: Messen Sie den Umfang um die Hüfte.

Größe	Hüften cm	Art.no StomiTub Schwarz, 3er-pack	Art.no StomiTub beige, 3er-pack
XS/S	65 - 90	50214-80-30	50214-88-30
S/M	85 - 110	50214-80-40	50214-88-40
M/L	105 - 125	50214-80-50	50214-88-50
L/XL	120 - 140	50214-80-60	50214-88-60

