

# AbdoBas - Gürtel

ART.NO 50236

Elastischer Gürtel für effektive Entlastung und Kompression. Einfach anzuwenden und sofort nach der Operation nutzbar. Der Gürtel hat eine unelastische Front aus stabilisierendem Schaumstoff, für Entlastung und Halt. Einfach zu schließen und zu verstellen mit Handgriff und Klettverschluss vorne. Der Griff hat eine Farbmarkierung, welche die Größe des Produkts eindeutig und übersichtlich anzeigt.

Möglichkeit zum Schneiden von Löchern im Vorderteil, Löcher werden in der gewünschten Größe geschnitten, angepasst an das Stoma oder den Abfluss. Das Schaumstoffmaterial franst nicht aus, unabhängig von der Form oder Größe des Lochs, und es ist kein Nähen erforderlich.

Der Gürtel ist wendbar und kann sowohl auf der rechten als auch auf der linken Seite geschlossen werden. Höhe hinten 25 cm, Höhe vorne 28 cm, Farbe weiß.

**Anwendungsbereiche:** Postoperativer Hüftgürtel nach einer Bauchoperation. Stabilisiert bei Hernien/Stoma. Vorbeugend gegen Hernien.

**Kontraindikationen:** Keine bekannt.

**Material:** 37% Baumwolle, 20% Polyester, 19% Polyester-Schaum, 15% Elasthan, 9% Nylon. Latexfrei.

**Waschanleitung:** Kann etwa 10 Mal bei 95°C gewaschen werden. Waschen bei 40-60°C verlängert die Lebensdauer des Produktes. Vor dem Waschen Klettverschluss schließen. Wäschesack verwenden. Keine Bleichmittel oder Weichspüler verwenden. Keine chemische Reinigung. Nicht bügeln oder im Trockner trocknen.

**Größe/Maße:** Umfang an der Stelle der beabsichtigten Platzierung des Produkts. Folgen Sie den Angaben der Maßtabelle um die passende Größe zu ermitteln.

Größe	Maße (cm)	Farbe	Art.no
XS	60-75	Orange	50236-09-30
S	70-85	Schwarz	50236-09-40
M	80-100	Gelb	50236-09-50
L	95-115	Grün	50236-09-60
XL	110-125	Rot	50236-09-70
2XL	120-135	Blau	50236-09-80
3XL	130-145	Lila	50236-09-90


